


Zapper  250 Khz



MANUAL ZAPPER 2025





BENEFICIOS ZAPPER

El Zapper multifrecuencia DETOX IONES está diseñado para generar frecuencias que ayudan en la eliminación de hongos, virus, parásitos y bacterias. Gracias a su tecnología alemana, ofrece dos tipos de terapia efectivas.


Eliminación de Patógenos: Facilita la eliminación de parásitos, bacterias, virus y hongos.

Estimulación Inmunológica: La fuerza eléctrica positiva energiza los glóbulos blancos, potenciando su capacidad para combatir parásitos y toxinas, incluso en presencia de bloqueadores de la inmunidad. El Dr. Clark recomienda 1 horas diarias de zapping para pacientes enfermos hasta que se recuperen.



CARACTERISTICAS TECNICAS

EQUIPO ZAPPER



TIPOS DE TERAPIAS

TERAPIA A

Consiste en 3 tandas de 7 minutos cada una, con descansos de 20 minutos entre tandas

TERAPIA B

Funciona de manera continua durante 1 hora.



FRECUENCIA DE USO

Uso saludable

1

Realizar zapper una vez al día es una rutina común para muchas personas.
Aplicar Terapia A: 3 tandas de 7 minutos con descansos de 20 minutos.

Uso para Personas con Enfermedades Diagnosticadas:


2

Para quienes están enfermos, se recomienda realizar zapper de forma continua durante un mes o más, lo que ha demostrado mejorar significativamente su condición.
Aplicar Terapia B: 1 hora continua.


PACIENTES QUE NO PUEDEN REALIZAR LAS TERAPIAS



Personas con marcapasos




Personas con prótesis craneal




Personas con dispositivos electrónicos



Mujeres embarazadas



Personas con bombas de insulina puestas



Niños menores de 7 años

- Personas con heridas sin cicatrizar , después de 1 mes
- Personas con operaciones recientes con prótesis de titanio o platino del hombro hacia abajo, realizar las terapias después de 1 año de operación.
- No realizar a niños menores de 7 años
- Personas con trasplante de órganos

LISTA DE PASOS

1

Conectar la Fuente de Alimentación: Conecta la fuente de 12V - 1A en la parte trasera del equipo y a la toma de corriente (110V o 220V).

2

Conectar las Barras: Conecta las barras de acero quirúrgico en la parte frontal del equipo donde indica + BARRAS -

3

Encender el Equipo: Localiza el interruptor en la parte trasera y enciéndelo.

4

Activar la Pantalla: Presiona la tecla ENCENDER en la parte frontal del equipo.

5

Seleccionar Terapia: Presiona la tecla TERAPIA A/B para elegir el tipo de terapia que desees aplicar

6

Iniciar o Detener la Terapia: Presiona la tecla ENTER para iniciar o detener la terapia.

7

Apagar la Pantalla: Al finalizar, presiona la tecla APAGAR para apagar la pantalla.

8

Apagar el Equipo: Finalmente, apaga el equipo utilizando el interruptor en la parte trasera